


# NatraCure

## Medicinska fotvårdsprodukter



ILD International AB

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure LiktorNSSkydd, 2 st

LiktorNSSkydd i stretchbart tyg som sitter på plats så att du kan stå och gå bekvämt hela dagen. Hjälper till att lindra smärta från liktorner, blåsor och förhårdnader. Absorberar tryck och friktion, skyddar och lindrar smärtande och skadade fingrar och tår. Flexibel gel av 100% medicinsk mineralolja. Passar de flesta fingrar och tår, och i de flesta skor. Vid behov kan skyddet klippas av för bästa komfort.

Tvätt- och återanvändbar.

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.

- Mjukgör och lindrar smärta från liktorner, blåsor och förhårdnader.
- Absorberar tryck och friktion, skyddar fingrar och tår.
- Passar de flesta och kan klippas till för bästa passform.



Artikelnummer 6110

EAN/GTIN 1 220 000 240 018

Skötsel:

Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:

Ytter: 85% Nylon / 15% Spandex

Inner: 100% gel av medicinsk mineralolja

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Tåskiljare, 2 st

Tåskiljare som skyddar mot skav och smärta mellan tårna. Kan även användas vid hallux valgus. I gel av 100% medicinsk mineralolja berikad med vitamin E som lugnar och mjukgör huden. Tåligt material, lätt att använda.

Tvätt- och återanvändbar.

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.

- Skyddar mot skav och smärta mellan tårna.
- Med vitamin E som berikar och mjukgör huden
- Dermatologiskt testad, hypoallergen och latexfri. Tvätt och återanvändbar.



Art.nr 6111  
EAN/GTIN 1 220 000 240 049

Skötsel:  
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.  
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:  
100% gel av medicinsk mineralolja

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Yoga stretch & tådelare, 2 st

Yoga stretch och tådelare lindrar mot stress, smärta och spänningar i tår, trampdyna och fotmuskler. Rätar ut och justerar problemtår samtidigt som flexibiliteten och cirkulationen förbättras. Kan även hjälpa vid hammartå och hallux valgus. Tådelaren är stark nog att rätta ut tårna men tillräckligt mjuk för att inte skada dem. Trä på skyddet; börja först med stortån och trä därefter in tårna i tådelaren, en i taget. Om lilltån inte kan träs in, lämna den utanför till att börja med och prova igen efter några användningar. Använd tådelaren 5–10 minuter per dag. Av 100% medicinsk mineralolja fylld med botanisk oliv-, avocado-, raps-, sojabön-, jojoba och druvkärnolja samt berikad med ceramider och aloe vera som återfuktar och berikar huden mellan tårna vid användande.

Dermatologiskt testad, hypoallergen och latexfri.

Tvätt- och återanvändbar.



- Lindrar vid stress, smärta och spänningar i tår, trampdyna och fotmuskler.
- Rätar ut och justerar problemtår samtidigt som flexibilitet och cirkulation förbättras
- Av 100% medicinsk mineralolja berikad med återfuktande essentiella oljor och aloe vera.

Artikelnummer 6112  
EAN/GTIN 1 220 000 240 025

Skötsel:  
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.  
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:  
100% gel av medicinsk mineralolja.

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Tå och fingerhätta, 1 st

Tå/Fingerhätta som skyddar tår, fingrar och nagelband. Kan användas som skydd eller stötdämpning vid skador på nerver, inåtväxta naglar, hammartå samt liktornar och förhårdnader. Förebygger blåsor och skavsår. Skyddar och lindrar från smärta samt hjälper till att bevara fukten i huden på tår och fingertoppar. Vid behov kan hättan klippas av för bästa komfort. Håll naglarna kortklippta.

Doftfri. Tvätt- och återanvändbar.

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.

- Skyddar tår, fingrar och området kring nageln.
- Förebygger blåsor och skavsår.
- Hjälper till att bevara fukten i huden på tår och fingertoppar



Artikelnummer 6113

EAN/GTIN 1 220 000 240 032

Skötsel:

Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.  
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:

100% gel av medicinsk mineralolja

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Tådelare med tå-ring, 2 st

Tådelare med tå-ring dämpar smärta från liktornar, förhindrar skav och irritation till följd av friktion mellan tårna. Kan också hjälpa till att räta upp tår och förhindra att tårna överlappar varandra. Ringen håller delaren på plats och passar 2:a, 3:e, 4:e tån. Trä skyddet över problemtån eller intilliggande tå (välj det som känns mest bekvämt). Placera tådelaren mellan tårna. Av 100% medicinsk mineralolja berikad med vitamin E som skyddar och bevarar fukten i huden. One size.

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.

Tvätt- och återanvändbar.



- Dämpar smärta från liktornar och förhindrar skav och irritation.
- Kan också hjälpa till att räta upp tår och förhindra att tårna överlappar varandra.
- Av 100% medicinsk mineralolja berikad med E-vitamin.

Artikelnummer 6114

EAN/GTIN 1 220 000 240 056

Skötsel:

Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.  
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:

100% gel av medicinsk mineralolja

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Tåspridare, 2 st

Tåspridare skyddar huden mellan tårna och motverkar att skavsår och blåsor uppstår. Hjälper till att separera tårna och ser till att stortån hålls i en mer rak position vid exempelvis hallux valgus. Den mjuka tåspridaren kan också lindra smärta och irritation mellan tårna. Av 100% medicinsk mineralgel berikad med E-vitamin som mjukgör huden. Bekvämt och tåligt material.

Tvätt- och återanvändbar.

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.

- Mjuk tåspridare som skyddar huden mellan tårna och motverkar skavsår och blåsor.
- Hjälper vid hallux valgus
- Berikad med E-vitamin som mjukgör huden.



Artikelnummer 6115  
EAN/GTIN 1 220 000 240 063

Skötsel:  
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.  
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:  
100% gel av medicinsk mineralolja

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Förfotsskydd med tådelare, S/M 1 par

Förfotsskydd med tådelare avlastar fötter och trampdynor samt förbättrar blodcirkulationen. Förfotsskuden skonar fotsulan mot hårda stötar. Hjälper vid nedsjunket fotvalv, Mortons neurom, Hallux valgus, tunn fettkudde och liktornar. Av 100% medicinsk mineralolja som skyddar och bevarar fukten i huden. Passar de flesta fötter och skor. Den breda delen av skyddet placeras under trampdynan och tådelaren mellan stortån och intilliggande tå. Sträck ut och justera in så det känns bekvämt.

Tvätt- och återanvändbar.

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.

- Hjälper vid nedsjunket fotvalv, Mortons neurom, Hallux valgus, tunn fettkudde och liktornar.
- Avlastar fötter och trampdynor samt förbättrar blodcirkulationen.
- Passar de flesta fötter och skor.



Artikelnummer 6116  
EAN/GTIN 1 220 000 240 209

Skötsel:  
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.  
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:  
100% gel av medicinsk mineralolja



# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Hallux valguskydd med tådelare, 2 st

Hallux valgus skydd med tådelare lindrar smärta vid fotknölen, absorberar tryck och skyddar från friktion mellan fot och sko. Tådelaren rätar upp felställning av stortån. Patenterad design av 100% medicinsk mineralolja som skyddar och bevarar fukten i huden. Passar både höger och vänster fot. Trä öglan med tådelaren över stortån och positionera gel-kudden över utsidan av stortåleden.

Tvätt- och återanvändbar.

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.

- Skyddar och lindrar smärta vid hallux valgus.
- Rätar upp felställning av stortån.
- Absorberar tryck och skyddar från friktion mellan fot och sko.



Artikelnummer 6117  
EAN/GTIN 1 220 000 240 087

Skötsel:  
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.  
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:  
100% gel av medicinsk mineralolja

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Hallux valguskydd, 2 st

Hallux valgus skydd i patenterad design som lindrar smärta vid fotknölen, absorberar tryck och skyddar från friktion mellan fot och sko. Av 100% medicinsk mineralolja som skyddar, mjukgör och bevarar fukten i huden. Passar både höger och vänster fot. Trä öglan över stortån och positionera gel-kudden över utsidan av stortåleden. One size.

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.

Tvätt- och återanvändbar.

- Skydd för hallux valgus.
- Lindrar smärta, absorberar tryck och friktion.
- Dermatologiskt testad, hypoallergen och latexfri



Artikelnummer 6118

EAN/GTIN 1 220 000 240 094

Skötsel:

Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.

Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:

100% gel av medicinsk mineralolja

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Vadderat tåstöd, 2 st

NatraCure Vadderat tåstöd i mjuk geléskum och sammet, fäste med kardborre. Tåstödet håller ihop två tår för stöd och hjälp vid hammartå, överlappande och/eller böjda tår. Vadderar tåspetsar och mellan tårna. Lindrar besvär och irritation. Enklare att använda än tejp. Trä tåskyddet över problemtån, med den vita sidan uppåt, vira fästremmen under och runt intilliggande tå. Håll problemtån rakt och fäst remmen stadigt. Lindningen ska hållas säkert på plats men får inte påverka blodcirkulationen.

Tvätt- och återanvändbar.

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.



- Vadderat tåstöd i mjuk geléskum och sammet som fästes med kardborre.
- Ger stöd och hjälp vid hammartå, överlappande och/eller böjda tår.
- Enkel att använda och mer bekvämt än tejp.

Artikelnummer 6119

EAN/GTIN 1 220 000 240 124

Skötsel:

Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.

Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:

Sammet av 100% EVA, kardborrekrokar av 100% Nylon

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Lilltå skydd, 2 st

Lilltåskydd absorberar tryck och friktion, lindrar smärta och irritation från liktornar, förhårdnader och blåsor. Hjälper huden att läka naturligt samtidigt som den skyddar den känsliga lilltån från tryck och skav av skor. Flexibelt och stretchbart material som passar de flest lilltår. Trä skyddet över lilltån och placera där det känns bra. Tåskyddet kan klippas till för god passform. Dra försiktigt på en strumpa och justera skyddet vid behov.

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.

Tvätt- och återanvändbar.

- Skyddar lilltån genom att absorbera tryck, friktion och skav av skor.
- Hjälper huden att läka naturligt och lindrar smärta från liktornar, förhårdnader och blåsor.
- Kan klippas till för god passform.



Artikelnummer 6120

EAN/GTIN 1 220 000 240 131

Skötsel:

Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.

Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:

100% gel av medicinsk mineralolja

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Gel footies, 1 par

Gelstrumpa som vadderar och skyddar hela foten. Kan användas med eller utan skor för en bekväm känsla hela dagen. Av 100% medicinsk mineralolja som bevarar fukten i huden. Har lufthål som låter huden andas.

One Size: dam ca 36-42, herr ca 39-44.

Doffri. Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.

Tvätt- och återanvändbar.

- Mjuk och bekväm Gelstrumpa som vadderar och skyddar hela foten.
- Kan användas med eller utan skor för en bekväm känsla hela dagen.
- Av 100% medicinsk mineralolja som bevarar fukten i huden.



Artikelnummer 6121

EAN/GTIN 1 220 000 240 193

Skötsel:

Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.

Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:

100% gel av medicinsk mineralolja

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Hammartåkudde med tå-ring, 1 st

Hammartåkudde med tå-ring hjälper till att behandla och förebygga hammartå, artritiska tår, liktornar, förhårdnader och blåsor och ger stöd för böjda tår. Tåkudden lättar trycket på tåspetsarna och minskar påfrestning av framfotsbenen. Formar sig efter foten och passar bekvämt i de flesta skor. Ring-designen ger större stabilitet och mindre glidning. Placera kudden under tårna med den smala delen mot lilltån och öglan runt en av dina mittersta tår (beroende på vilken tå som behöver rätas upp)

Tvätt- och återanvändbar.

Dermatologiskt testad, hypoallergen doft- och latexfri.



- Behandlar och förebygger hammartå, artritiska tår, liktornar och förhårdnader.
- Ger stöd för böjda tår, minskar påfrestning av framfotsbenen.
- Formar sig efter foten och passar i de flesta skor.

Artikelnummer 6125

EAN/GTIN 1 220 000 240 100

Skötsel:

Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. Känns produkten klistrig, pudra med lite talk.

Innehållsförteckning:

100% gel av medicinsk mineralolja

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Tåskydd sandal, 2 st

Tåskydd för sandaler och flip-flops i 100% polyuretangel som absorberar tryck, stötar och friktion utan att kollapsa. Skyddar huden mellan tårna från skavsår och blåsor. Transparent tåligt material som är mjukt och följsamt och självhäftande. Dra loss den genomskinliga skyddsfilm, trä skyddet över sandalens tåstropp och fäst på plats. Handtvättas med mild tvål, lufttorka. Tåskyddet blir åter självhäftande efter varje tvätt.

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.

- Skyddar huden mellan tårna mot skavsår, blåsor och tryck.
- Never Slip-teknik i mjukt och följsamt material.
- Självhäftande efter varje tvätt.



Artikelnummer 6150

EAN/GTIN 1 220 000 240 070

Skötsel:

Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.  
Sätt tillbaka skyddsfilm vid förvaring

Innehållsförteckning:

Gel av 100 % Polyuretan

# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Förfotsskydd Lady, 1 par

Förfotsskudde i 100% polyuretangel som absorberar tryck, stötar och friktion utan att kollapsa. En tunn, mjuk och diskret gelsula som avlastar förfoten och förebygger smärta under trampdynan. Den tunna sulan passar i de flesta skor och är självhäftande. Dra loss skyddsfilmen. Håll den räfflade delen av sulan uppåt och den avsmalnande delen bakåt. Placera gelsulan under främre trampdynan i skon. Handtvätta med mild tvål, lufttorka. Sulan blir åter självhäftande efter varje tvätt.

Dermatologiskt testad, hypoallergen doft- och latexfri.

- Avlastar förfoten och förebygger smärta och brännande känsla under trampdynan.
- Absorberar tryck, stötar och friktion utan att kollapsa.
- Självhäftande efter varje tvätt.



Artikelnummer 6151

EAN/GTIN 1 220 000 240 117

Skötsel:

Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.  
Sätt tillbaka skyddsfilmen vid förvaring.

Innehållsförteckning:

Gel av 100 % Polyuretan



# NatraCure medicintekniska fotvårdsprodukter

## NatraCure Gelsula $\frac{3}{4}$ Lady, 1 par

Gelsula 3/4 lady är en ultratunn transparent sula i 100% polyuretangel som absorberar stötar, tryck och skjuvkrafter utan att kollapsa. Skyddar mot tryckskador och brännande känsla i fötterna. Självhäftande med non-slip teknik som sitter bekvämt på plats hela dagen. Dra loss den genomskinliga skyddsfilmerna och fäst gelsulan från hälen och framåt i skon. Handtvätta med mild tvål, lufttorka. Sulan blir åter självhäftande efter varje tvätt.

Dermatologiskt testad, hypoallergen doft- och latexfri.

- Extra tunn och transparent patenterad gelsula som sitter säkert i skon.
- Tryck- och stötdämpande.
- Sulan kan flyttas mellan olika skor och blir åter självhäftande efter varje tvätt.



Artikelnummer 6152

EAN/GTIN 1 220 000 240 148

Skötsel:

Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.

Sätt tillbaka skyddsfilmerna vid förvaring.

Innehållsförteckning:

Gel av 100 % Polyuretan